



Plastiform

**Plastic patterns for modelling partial framework.
Precision and perfect reproduction of details.**

Thanks to its composition, its manufacturing process, as well as its quality, the Plastiform are the ideal plastic patterns for the construction of partial denture framework.

The excellent resistance to deformation and its good adherence to the models are highly appreciated by the dental technicians.

The Plastiform can be used on a cold model, by using the Colform adhesive liquid, or on a hot model (just warm up the model to 38/40 °C) without adhesive.

Keep the Plastiform patterns in the box at a temperature of about 20 °C (shelf life - 2 years).

No residue of plastic will be found inside the investment, upon complete heating in the burnout furnace.

To obtain the best results, we recommend:

- To avoid contact with greasy substances on the surface of the model.
- To heat up the model to about 38/40 °C. At this temperature the patterns will stick to the model.
- The use of the liquid hardener Duraform is strongly recommended.

Box of 10 cards

Ref. PRF03PQB...

Plastiform

**Préformes plastiques pour le modelage des squelettés.
Précision et finesse des détails.**

Grâce à sa composition et à une technique particulière, la qualité des préformes Plastiform est inégalée.

Elles sont particulièrement adaptées au modelage des appareils squelettés. L'excellente résistance aux déformations et l'adhésion parfaite au modèle constituent une aide très efficace pour l'opérateur.

Les Plastiform peuvent être utilisées à froid avec le vernis adhésif Colforme ou à chaud (Préchauffer le modèle à 38/40 °C) sans adhésif.

Les Plastiform conservées à une température moyenne de 20 °C ne subissent aucune altération pendant une période de deux ans.

Après la combustion au four, elles ne laissent pas de résidus carbonnés.

Conseils pour obtenir un résultat excellent :

- Empêcher que la surface du modèle entre en contact avec des substances grasses.
- Le travail du modelage doit se faire de préférence sur un modèle tiède, non farineux (il est recommandé d'utiliser le liquide Duraform).

Boîte de 10 cartes

Réf. PRF03PQB...



Plastiform

**Preformas plásticas para el modelado de los esqueleticos.
Precisión y fineza de los detalles.**

Gracias a su composición y a una técnica particular, la cualidad de las preformas Plastiform es inigualable.

Se adaptan particularmente al modelado de los aparatos esqueleteados. La excelente resistencia a las deformaciones y la adherencia perfecta al modelo constituyen una ayuda muy eficaz para el operador.

Las Plastiform pueden ser utilizadas al frío, con el barniz adhesivo Colforme, o al caliente (precalentar el modelo a 38/40 °C) sin adhesivo.

Las Plastiform, conservadas a una temperatura media de 20 °C no sufren ninguna alteración durante un periodo de dos años.

Después de la combustión en el horno, no dejan residuos carbonados.

Consejos para obtener un resultado excelente:

- Impedir que la superficie del modelo entre en contacto con sustancias grasosas.
- El trabajo del modelado debe efectuarse de preferencia sobre un modelo tibio, no harinoso (se recomienda utilizar el liquido Duraform).

Caja de 10 placas

Ref. PRF03PQB...

Colforme

This adhesive liquid will ensure an excellent adhesion of plastic patterns on the investment model, without the creation of residue.

60 ml

Ref. PRF03DIV0001

