

# [NJOY] N.ERA

## A VERSÃO ULTRALEVE DO PINCEL N.ERA

Atendendo a pedidos de alguns clientes, a Smile Line decidiu completar o sortimento de pincéis N.era com [Njoy] : os pincéis N.era **coloridos, cheios de alegria e bom humor... e extra leves !**

O cabo [Njoy] é oco, injetado em ABS (polímero termoplástico) e recoberto por um silicone macio, para melhor aderência.

### SEU CONJUNTO PERSONALIZADO :

O conceito [Njoy] lhe possibilita **criar seu próprio sortimento de pincéis de acordo com seus gostos pessoais.** Basta escolher a cor desejada para cada um dos quatro pincéis do seu estojo – os números de referência estão localizados na página da direita. Seu distribuidor Smile Line terá uma enorme satisfação em compor o seu estojo pessoal exclusivo !

### IMPORTANTE :

As pontas dos pincéis N.era [Njoy] não são intercambiáveis. A Smile Line preferiu assim, visando diminuir ainda mais o peso do instrumento. Esta característica resulta em impacto positivo sobre o preço de venda do pincel, que mantém todas as vantagens de N.era !



N.era [Njoy] MOJITO #8 : Art. nº 4200-MOJ-8  
N.era [Njoy] MOJITO #6 : Art. nº 4200-MOJ-6  
N.era [Njoy] MOJITO #4 : Art. nº 4200-MOJ-4  
N.era [Njoy] MOJITO #1 : Art. nº 4200-MOJ-1

## MOJITO

N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #8 : Art. nº 4200-COS-8  
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #6 : Art. nº 4200-COS-6  
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #4 : Art. nº 4200-COS-4  
N.era [Njoy] COSMOPOLITAN #1 : Art. nº 4200-COS-1

## COSMOPOLITAN

## SEX ON THE BEACH

N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #8 : Art. nº 4200-SOB-8  
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #6 : Art. nº 4200-SOB-6  
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #4 : Art. nº 4200-SOB-4  
N.era [Njoy] S.O. THE BEACH #1 : Art. nº 4200-SOB-1

## YELLOW CAB

N.era [Njoy] YELLOW CAB #8 : Art. nº 4200-YEC-8  
N.era [Njoy] YELLOW CAB #6 : Art. nº 4200-YEC-6  
N.era [Njoy] YELLOW CAB #4 : Art. nº 4200-YEC-4  
N.era [Njoy] YELLOW CAB #1 : Art. nº 4200-YEC-1