

NUEVO

www.schick-qube.com

**Nuevas posibilidades
para un trabajo eficiente
en el laboratorio**

Espátula de cera eléctrica

- Cambio rápido y fácil de las puntas de modelado sin herramientas durante la operación
- Operación rápida gracias al corto tiempo de calentamiento y a su alto rendimiento
- Manejo cómodo y seguro
- Ahorre tiempo, gastos y espacio a través de la unidad central del QUBE
- Pieza de mano ergonómica, ultra-ligera y anticorrosiva
- Modelado de cera preciso, distendido, seguro y efectivo
- Distribución de la temperatura uniforme en la punta de la herramienta
- 100 V/230 V, 50/60 Hz, DC 5W, regulable de 50°C a 200°C



SCHICK
create the future

La nueva espátula de cera eléctrica

La nueva espátula de cera eléctrica para la conexión a la unidad central de QUBE se presenta en un diseño noble y ergonómico. Destaca por una tecnología fiable. La construcción inteligente del depósito de la espátula de cera con extractor, permite gracias a un ingenioso sistema de liberación un cambio rápido y fácil de las puntas de modelado sin herramientas durante la operación.

El práctico depósito de CerasDesign de Schick Dental aporta prácticas soluciones, como su cubierta plástica, que protege a las ceras de posibles contaminaciones y la fácil conexión del depósito de ceras con el depósito de la espátula eléctrica mediante dos clips especiales, consiguiendo de este modo un puesto de trabajo ergonómico y bien organizado.



Espátula de cera eléctrica SV completo


Espátula de cera, depósito de la espátula de cera con extractor cuchilla de modelar, 2 sondas de modelar (Ø 0,6 y 1,0 mm)
Nº de art. 9066



Depósito de ceras (sin ceras)


Zócalo, cubierta,
2 clips de la conexión
Nº de art. 9092

CerasDesign




Cera para fresar 30g

Cera dura con propiedades ideales de modelado en la técnica de elaboración de fresados.
Nº de art. 3951




Cera cervical 30g

Una cera con dureza media, de contracción mínima, ideal en los ajustes de cuellos y zonas cervicales.
Nº de art. 3952



Cera para cerámica 30g

Cera de modelado muy dura y estable, sin óxido de titanio, con una contracción mínima. Ideal para cerámica prensada.
Nº de art. 3953



Cera para modelar 30g

Cera de modelado opaca, para la reproducción de alto contraste de la superficie de la estructura.
Nº de art. 3954

Su distribuidor local

Cambios técnicos reservados



SCHICK

Dentalgeräte

Georg Schick Dental GmbH
Lehenkreuzweg 12 · D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0 · Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de · www.schick-dental.de
www.schick-qube.com