

sagemax.com

sagemax®



PMMA Disc Multi

—  
Eficiente.  
Temporários.

Eficiente.  
Temporários.

# PMMA Disc Multi



O PMMA Disc Multi consiste de um polimetilmetacrilato altamente reticulado (PMMA) com gradiente de cores integrado para fabricação eficiente de pontes e coroas temporárias de contorno completo para as regiões anterior e posterior.

O processo de produção industrial para os discos resulta em um teor mínimo residual de monômeros e excelente biocompatibilidade. Além da elevada resistência a fraturas, o material apresenta excelente comportamento de fresagem bem como boas propriedades de polimento. A excelente estabilidade de cores e a tecnologia multicamada aplicada permite resultados estéticos naturais.

## Dados técnicos



**Material**  
Polimetilmetacrilato  
altamente reticulado



**Capacidade  
de fresagem**  
Excelente



**Biocompatibilidade**  
Muito boa



**Indicação**  
Restaurações  
unitárias individuais  
até pontes múltiplas  
(período máx. de  
utilização 6 meses)



**Tecnologia  
multicamada**  
Estéticas naturais

## Destaques

---

1

### Polimetilmetacrilato altamente reticulado (PMMA)

Alta resistência a fraturas, excelente comportamento de fresagem e boas propriedades de polimento



Ampla gama de indicações, graças à elevada resistência a fraturas




Excelente comportamento de fresagem e boas propriedades de polimento

---

2

### Tecnologia multicamadas e excelente estabilidade de cores

Resultados estéticos e realistas



Gradiente de cor natural



Resultados estéticos e naturais

---

3

### Processo de produção industrial dos discos

Mínimo teor residual de monômeros e biocompatibilidade muito boa



Excelente biocompatibilidade



Mínimo teor residual de monômeros

## Formas de apresentação

**Geometrias**  
W-98, Z-95

**Espessuras**  
12, 14, 20, 25 mm

**Cores**  
OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3



## Outros produtos de primeira linha



### NexxZr Tool U

Instrumentos de fresagem de alta performance, fabricados em carboneto de alta qualidade com fio de corte ultra afiado



### NexxZr T Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética multi-funcional e grande variedade de indicações



### NexxZr+ Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética natural



### Wax Disc

Disco de cera sintética para a fabricação em CAD/CAM de objetos de cera

**Sales & Technical Support EMEA**  
EC Representative AB Ardent  
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden  
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com  
[sagemax.com](http://sagemax.com)